



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 04 мая 2021 года № РЗН 2019/9048

На медицинское изделие
Промывочный раствор по ТУ 21.20.23-001-34065548-2019

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Лабораторные решения"
(ООО "Лабораторные решения"), Россия,
656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Калинина, д. 116/10, оф. 108

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Лабораторные решения"
(ООО "Лабораторные решения"), Россия,
656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Калинина, д. 116/10, оф. 108

Место производства медицинского изделия
**ООО "Лабораторные решения", Россия, 656037, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-кт Калинина, д. 116/10, помещ. № 19**

Номер регистрационного досье № РД-40033/13871 от 16.03.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 21.20.23.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 04 мая 2021 года № 3864
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0056817

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 мая 2021 года

№ РЗН 2019/9048

Лист 1

На медицинское изделие

Промывочный раствор по ТУ 21.20.23-001-34065548-2019,

в вариантах исполнения:

I. Промывочный раствор № 1, варианты исполнения:

1. Комплектация № 1 для коагулометров «Technology Solution 60», «Technology Solution 190»:

- промывочный раствор (1,0 % раствор гипохлорита натрия), 30 мл - во флаконе.

2. Комплектация № 2 для коагулометров «Technology Solution 60», «Technology Solution 190», «Technology Solution 400», «Insula 500»:

- промывочный раствор (1,3 % раствор гипохлорита натрия), 30 мл - во флаконе.

3. Комплектация № 3 для коагулометров «Technology Solution 60», «Technology Solution 190»:

- промывочный раствор (1,0 % раствор гипохлорита натрия), 50 мл - во флаконе.

4. Комплектация № 4 для коагулометров «Technology Solution 60», «Technology Solution 190», «Technology Solution 400»:

- промывочный раствор (1,3 % раствор гипохлорита натрия), 50 мл - во флаконе.

5. Комплектация № 5 для коагулометров «АК»:

- промывочный раствор (2,0 % раствор гипохлорита натрия), 50 мл - во флаконе.

6. Комплектация № 6 для коагулометров «АК»:

- промывочный раствор (2,0 % раствор гипохлорита натрия), 60 мл - во флаконе.

7. Комплектация № 7 для коагулометров «Technology Solution 400»:

- промывочный раствор (1,3 % раствор гипохлорита натрия), 60 мл - во флаконе.

II. Промывочный раствор № 2, варианты исполнения:

1. Комплектация № 1 для коагулометров «Technology Solution 60», «Technology Solution 190», «Technology Solution 400», «Insula 500»:

- промывочный раствор (0,16 % раствор соляной кислоты), 30 мл - во флаконе.

2. Комплектация № 2 для коагулометров «Technology Solution 60», «Technology Solution 190», «Technology Solution 400», «Insula 500»:

- промывочный раствор (0,16 % раствор соляной кислоты), 500 мл - во флаконе.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0084825